



Codice	23013
Unità di vendita	conf. 6 pz.
Quantitativi minimi	1
Tipo	Dispositivo medico
Classe	III

UK-REP	No
CH-REP	No

RDM (NSIS)	1876149
CND	P900202
EAN/UPC	8023279230130
GMDN	60300

Descrizione

Rete TRULENE (polipropilene) - non assorbibile
Equivalente marchio Ethicon: PROLENE MESH

• Dimensioni: 7,6 x 15 cm

- Caratteristiche:
- non aderente al tessuto e biologicamente inerte
 - supporto duraturo per lunghi periodi
 - eccellente resistenza alla trazione e flessibilità
 - facile da collocare tra i tessuti
 - materiale inerte
 - non contiene/ospita microrganismi
 - riduzione trombogenica

Applicazioni:

- cura di ernie, chirurgia plastica, generale e gastrointestinale

- Caratteristiche tecniche:
- suture chirurgiche non assorbibili in monofilamenti di polipropilene
 - il prodotto non richiede alcun rivestimento ed è fornito non trattato
 - sterilizzato con ossido di etilene

Manuale e scatola multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

Vita utile: 5 anni.