



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Codice              | 28097              |
| Unità di vendita    | 1 pz.              |
| Quantitativi minimi | 1                  |
| Tipo                | Dispositivo medico |
| Classe              | II A               |

|        |    |
|--------|----|
| UK-REP | No |
| CH-REP | No |

|            |                |
|------------|----------------|
| RDM (NSIS) | 237553         |
| CND        | Z12159002      |
| EAN/UPC    | 8023279280975  |
| PARAF      | 927604470      |
| GTIN       | 08023279280975 |
| GMDN       | 35457          |

Descrizione

EROSOL EOLO - a pistone

Innovativo, portatile, facile da usare, questo aerosol è ideale per uso domestico. Raccomandato per la nebulizzazione di antibiotici e broncodilatatori. Scocca in plastica termoisolata. Fornito con maschera per adulti e pediatrica, ampolla, boccaglio, tubo e filtro aria. Manuale e scatola multilingue (GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL\*, Arabo\*). Garanzia 2 anni.  
\*Solo scatola, non manuale

Made in Italy.

Caratteristiche tecniche

Tensione: 230V - 50/60Hz / 110V o 60Hz su richiesta  
Pressione d'esercizio: 1,1 bar  
Flusso d'aria: 14 l/min  
Nebulizzazione 0,4 ml/min  
Dimensioni delle particelle < 5 µm  
Pressione massima: 2,5 bar  
Dimensioni: 22x14,5x12 cm - 1,7 kg  
Rumorosità (EN 13544-1) 55 db  
Classe di rischio: IIa  
Norme: Classe di isolamento. Tipo B