

DETERGENTE ENZIMATICO - 3 litri



Codice	36618
Unità di vendita	1 pz.
Quantitativi minimi	1
Tipo	Dispositivo medico
Classe	I

RDM (NSIS)	2588281
CND	D0801
EAN/UPC	8009110026193

Descrizione

GERMOCID ENZIMATICO - 3 l

Detergente chiaro e liquido a base enzimatica adatto per la pulizia di strumenti medicali invasivi. Utile per un'efficace igienizzazione di strumenti chirurgici e odontoiatrici, vetro, plastica e oggetti metallici. Pratico: è sufficiente diluirlo in 1 litro di acqua tiepida, immergere gli strumenti per 10 minuti e risciacquare.
Etichetta/manuale in GB, IT.
Produzione italiana.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE CHIMICA: 100 g contengono: enzimi proteolitici 0,5 g, agenti tensioattivi non ionici 10-15 g, coformulanti, acqua necessaria per 100 g