

MEDISOL - SET

DISEGNO ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO			
	DEFLUSSORE PER IRRIGAZIONE UROLOGICA A DUE VIE			
	CODICE: ISU42/R 01) Cappucci perforatori in PE 02) Perforatori sospesi in ABS 03) Regolatori di flusso clamp in PP 04) Tubo trasparente in PVC morbido diam. 4,8x6,8x300 mm, antingnocchiamento 05) Raccordo a Y 06) Camera in PVC morbido trasparente lunghezza 100 mm $\varnothing$ min est. 19,5 mm 07) Tubo trasparente in PVC morbido diam. 4,8x6,8 mm, antingnocchiamento 08) Regolatore di flusso roller in ABS 09) Raccordo terminale cono catetere scalettato 10) Cappuccio raccordo terminale in PE LUNGHEZZA TOTALE DEL TUBO: 200 CM circa Confezionamento: - Incarto singolo in blister - Cartone cm. 30x30x 50= 0,04mc - Quantità per cartone: 30 pz - Peso netto: Kg. 6,2 - Peso lordo: Kg. 7 PRODOTTO PRIVO DI LATTICE CND: A03010202 RDM: 296326			
Destinazione d'uso: irrigazioni urologiche Classe di appartenenza: IIa Direttiva 93/42/CEE Sterilizzato ad ossido di etilene - Quantità residua di ETO < a 4 mg/dispositivo secondo ISO 10993-7 Validità 5 anni: (se movimentato e conservato correttamente) Analisi e test: il dispositivo è biologicamente compatibile, apirogeno e sterile, testato da analisi di laboratorio, conforme UNI EN ISO 13485 Stoccaggio: conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da luce e fonti di calore. Temperatura consigliata +5/+35°C				
N° Doc ST ISU42/R MP	Data 26/05/2020	Rev 1	Disegnato da:	Approvato da: