

CANNULA YANKAUER con punta a bulbo e tubo di aspirazione - tubo 25 cm - sterile



Codice	28174
Unità di vendita	conf. 50 pz.
Quantitativi minimi	1
Tipo	Dispositivo medico
Classe	II A

UK-REP	Sì
CH-REP	Sì

RDM (NSIS)	46257
CND	A06010103
EAN/UPC	8004007005350
GMDN	47342

Descrizione

CANNULA YANKAUER con punta a bulbo e tubo di aspirazione - 25 cm - conf. da 50

Cannula rigida pronta per l'uso per aspirare fluidi in sala operatoria.
Impugnatura anatomica e antiscivolo per facilitare la presa.
Trasparente per controllare il flusso dei fluidi aspirati.
Punta aperta con un foro centrale e quattro laterali (Ø 20 mm).
Tubo di aspirazione flessibile, trasparente e non conduttivo.

Monouso.
Senza ftalati né lattice.

Confezionata in busta singola.
Classe IIa, sterile.