



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

CODICE	NOME COMMERCIALE	CND/RDM
SANI ROLLS	LENZUOLINO MEDICO h60	T0210/2436148

SANI ROLLS LENZUOLINO MEDICO



Prodotto destinato a coprire il lettino da visita o altra superficie asciutta dove il paziente può giacere durante una visita medica o un trattamento ambulatoriale.

Assicura il contatto del paziente con una superficie pulita e non irritante ed evita la necessità di frequenti procedure di pulizia delle attrezzature.

Non utilizzare a contatto con ferite esposte o pelle lesa.

Non utilizzare in un ambiente sterile (camera bianca); il contatto con attrezzature sterili non garantisce che l'attrezzatura rimanga sterile.

Non riutilizzare. In caso di contatto accidentale con fluidi potenzialmente dannosi, smaltire correttamente. Il dispositivo medico non è sterile.

Nessuna disinfezione o pulizia è prevista per il dispositivo medico da parte dell'utente.

- Il dispositivo è solo per uso singolo, dopo di che deve essere smaltito secondo le normative locali.

Questo dispositivo medico non contiene materiali tossici o pericolosi.



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	Bianco
Marchio	SANIFARMA
Nome commerciale	SANI ROLLS
Numero veli	2
Goffratura	Micro
Numero strappi rotolo	175
Altezza Rotolo	600 mm
Diametro Rotolo	145
Tipo anima	Rigida
Diametro interno anima	51
Lunghezza carta per rotolo	66,5
Numero pezzi	1
Pezzi a confezione	6

AVVERTENZE

- Non disperdere nell'ambiente
- Non gettare nel WC
- Conservare in luogo fresco ed asciutto
- Sostituire la traversa ogni qualvolta si presenti umida o bagnata
- Prodotto monouso: non lavare né riutilizzare

FABBRICANTE

SaniFarma Italia S.R.L

Indirizzo: Via S. Marco, 60, 80021 - Afragola, Napoli, IT

Info. Cell. + (39) 345 872 9 570. Tel. + (39) 081 1818 7868.

email:info@sanifarmaitalia.com

ADE IN A ANIA



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

CLASSIFICAZIONE CND	T0210
	35181
CLASSIFICAZIONE GMDN	
	2436148/R
NUMERO DI REPERTORIO	
	SANI ROLLS
CODICE FABBRICANTE	

ULTERIORI INFORMAZIONI

Termini di consegna: entro una settimana dalla data di ricezione dell'ordine

Controlli di qualità:

- programmazioni di analisi di biocompatibilità e citotossicità periodiche. I risultati delle analisi possono essere forniti su richiesta;
- controllo funzionale e dimensionale;
- controllo della conformità delle materie prime in entrata e rigida valutazione tecnica dei fornitori.

Dispositivo medico marcato CE ai sensi del reg. Ue 2017/745.

Articolo conforme al Nomenclatore Tariffario vigente del Ministero della Sanità.

Per motivi dovuti al costante sviluppo tecnico del prodotto, l'azienda si riserva di apportare variazioni sull'articolo sopra descritto senza modificare la funzione e le caratteristiche essenziali.