

GEL LUBRIFICANTE IN BUSTINA 5 g



Codice	29957
Unità di vendita	conf. 100 pz.
Quantitativi minimi	1
Tipo	Dispositivo medico
Classe	II A

UK-REP	No
CH-REP	No

RDM (NSIS)	2959798
CND	U0999
EAN/UPC	8698712450149
PARAF	977817636
GMDN	33587

Descrizione

GEL LUBRIFICANTE KLY

- In bustina da 5 g

Gel lubrificante solubile in acqua, non macchia e non unge.
Utilizzato per endoscopia, colonscopia, esami ginecologici, lubrificazione vaginale, rettoscopia e applicazione di cateteri.
La versione sterile è per uso singolo in ambienti sterili, mentre la versione non sterile è utilizzabile in tutte le altre procedure.
Ipoallergenico, non irrita la cute.
Non contiene olio né sostanze oleose.
Atossico e inodore.

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, RU, TR, Arabo