



Codice	43100
Unità di vendita	1 paio
Quantitativi minimi	1
Tipo	Dispositivo medico
Classe	I

UK-REP	No
CH-REP	Sì

RDM (NSIS)	2184243
CND	Y060618
EAN/UPC	3401066150796
PARAF	975866169

Descrizione

STAMPELLE EVOLUTION - nero - paio

Impugnatura ergonomica e appoggio brachiale per una maggiore sicurezza e qualità di sostegno durante il movimento.

I tubi in alluminio hanno una finitura anodizzata grigio chiara.

Made in France.

Caratteristiche tecniche

Modello EVOLUTION
Peso kg: 0,5
Altezza terra-impugnatura cm: 77-98
Materiale dell'impugnatura: Polipropilene
Diametro tubo sup./inf. mm: 22/19
Regolazioni altezza: regolabile 10 volte ogni 20 mm
Finitura/materiale: grigio/alluminio anodizzato
Certificate e testate fino a kg: 130
Norme applicate per i test: EN ISO 11334-1
Impugnatura regolabile: -
Dim. impugnatura: Ø x l x h mm 35x100x235