

CANNULE DI GUEDEL 70 mm - ragazzi 1 (bianco) *



Codice	57754
Unità di vendita	conf. 50 pz.
Quantitativi minimi	1
Tipo	Dispositivo medico
Classe	I

UK-REP	No
CH-REP	No

RDM (NSIS)	2526698
CND	R010102
EAN/UPC	8023279577549
UMDNS	12732

Descrizione

CANNULE DI GUEDEL - NON STERILI - FLESSIBILI, TRASPARENTI

- Cannula Guedel 70 mm
- bianca
- ragazzo - 1

Cannule di Guedel dalla superficie liscia e punta arrotondata per un migliore comfort del paziente.
Fabbricate in polietilene (PE). Latex free.