



Codice	34959
Unità di vendita	conf. 25 pz.
Quantitativi minimi	1
Tipo	Dispositivo medico
Classe	III

RDM (NSIS)	2395613
CND	M04010299
GTIN	30707387782178

Descrizione

3M™ TEGADERM™ CHG MEDICAZIONE DI FISSAGGIO IV

- TEGADERM™ CHG - 8,5x11,5 cm
- Codice 3M: 1657R
- Minimo vendita: conf. da 25

La medicazione I.V. integrata combina la riduzione delle infezioni con la visibilità del sito, il fissaggio del catetere e la traspirabilità. Comprovata riduzione delle infezioni catetere-correlate (CRBSI) e della colonizzazione del catetere vascolare. Protezione antimicrobica immediata e continua grazie al tampone di gel di gluconato di clorexidina integrato, senza richiedere umidità per l'attivazione. Studiata per minimizzare lo spostamento del catetere, può essere tenuta fino a 7 giorni. Barriera impermeabile e sterile contro i contaminanti esterni (liquidi, batteri e virus).