

TERMOMETRO DA ORECCHIO POCKET



Codice	25579
Unità di vendita	1 pz.
Quantitativi minimi	1
Tipo	Dispositivo medico
Classe	II A

RDM (NSIS)	912714
CND	V03010102
EAN/UPC	8023279255799
UMDNS	17-887
PARAF	924994686

Descrizione

TERMOMETRO AURICOLARE TASCABILE

Termometro auricolare piccolo, facile da pulire, per uso domiciliare

Ampio display LCD a 3 cifre, di facile lettura 27,9x13 mm

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.

Caratteristiche tecniche

Intervallo di misurazione: 34-44 °C (93,2-111,2 °F) - $\pm 0,2$ °C ($\pm 0,4$ °F)
Tempo di risposta: 1-2 secondi
Batteria: al litio (CR2032) 3 V - durata circa 4.000 misurazioni
Dimensioni - peso: 114x35x40 mm - 35 g (batterie incluse)