



Codice	43220
Unità di vendita	1 pz.
Quantitativi minimi	1
Tipo	Dispositivo medico
Classe	I

UK-REP	No
CH-REP	No

RDM (NSIS)	2184716
CND	Y122106
EAN/UPC	8023279432206
UMDNS	16949
PARAF	973923218

Descrizione

CARROZZINA BASIC - seduta 41 cm - tessuto nylon nero

- struttura a doppio incrocio
- braccioli fissi, in PVC
- poggiatesta fissi, pedana alzabile, con cinghia per gambe
- ruote anteriori solide 20 cm
- ruote posteriori solide 61 cm
- freni di bloccaggio su ruote posteriori
- tasca sul retro

Caratteristiche tecniche

- Larghezza complessiva: 59 cm
- Ingombro in larghezza a carrozzina ripiegata: 27 cm
- Larghezza seduta: 41 cm
- Diametro ruota posteriore: 59 cm
- Diametro ruota anteriore: 20 cm
- Altezza del piano seduta: 47 cm
- Altezza complessiva carrozzina: 86 cm
- Lunghezza totale: -
- Profondità seduta: -
- Altezza dello schienale: -
- Portata massima: 100 kg
- Dimensioni imballo: 95 x 27 x 93 cm
- Peso netto: 15 kg
- Peso lordo: 17 kg