

# ABBASSALINGUA LEGNO NON STERILI



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Codice              | 25509              |
| Unità di vendita    | conf. 100<br>pz.   |
| Quantitativi minimi | 1                  |
| Tipo                | Dispositivo medico |
| Classe              | I                  |

|        |    |
|--------|----|
| UK-REP | No |
| CH-REP | Sì |

|            |                |
|------------|----------------|
| RDM (NSIS) | 2501482        |
| CND        | V9001          |
| EAN/UPC    | 8023279255096  |
| PARAF      | 950850608      |
| GTIN       | 08023279255096 |

## Descrizione

ABBASSALINGUA IN LEGNO - NON STERILE - conf. da 100

Abbassalingua medicali in legno di betulla di alta qualità. Bordi accuratamente rifiniti.  
Dimensioni: 150x18x1,6 mm.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, Arabo