



Codice	32901
Unità di vendita	1 pz.
Quantitativi minimi	1
Tipo	Dispositivo medico
Classe	II A

UK-REP	Sì
CH-REP	No

RDM (NSIS)	2808935
CND	Z1203020501
EAN/UPC	8023279329018
UMDNS	16-157
PARAF	982171605

Descrizione

SFIGMOMANOMETRO ANDON

- ampio schermo LCD di facile lettura, indicatore di pressione OMS
- 4 gruppi x 30 volte con data e ora
- media di tutti i valori di pressione misurati e salvati negli ultimi 7 giorni
- rilevatore aritmia (HB)
- spegnimento automatico

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE

Circonferenza braccio: 22-30 cm

Caratteristiche tecniche

Sistema di misurazione: Metodo oscillometrico
Campo di misurazione:
Pressione: 0~300 mmHg ±3 mmHg
Pulsazioni: 40~180 pulsazioni/min ±5%
Alimentazione: 4 x 1,5 V batterie AAA - non incluse
Dimensioni - peso: 107 x 80 x h 52 mm - 170 g (senza batterie)
Dimensioni LCD: 66 x 58,5 mm