

GEL LUBRIFICANTE FARMAGEL C CON CLOREXIDINA

12,5 g - sterile



Codice	29961
Unità di vendita	conf. 25 pz.
Quantitativi minimi	1
Tipo	Dispositivo medico
Classe	II A

UK-REP	Sì
CH-REP	Sì

RDM (NSIS)	1420502
CND	V9007
EAN/UPC	8004007001673
GMDN	37717

Descrizione

FARMAGEL® C GEL LUBRIFICANTE CON CLOREXIDINA - confezione singola a pressione 12,5 g - sterile - conf. da 25

Farmagel® C è un gel lubrificante sterile trasparente, solubile in acqua, non untuoso.
Adatto per procedure endoscopiche che richiedono lubrificazione.
Riduce l'attrito tra sonda e mucosa, facilitando l'accesso di dispositivi diagnostici o terapeutici nel corpo.
Non irrita ed è facilmente removibile dalla cute e dal vestiario.

Ingredienti: clorexidina (0,05%), idrossietilcellulosa, glicerina, acqua depurata, acido cloridrico. Dispositivo medico di Classe IIa.

Made in Italy.